

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-2'-O-Méthylcytidine/Cm Pour Applications En Dot Blot Et Elisa

Numéro d'article: CM0000020

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la 2'-O-méthylcytidine (Cm), un nucléoside modifié. Convient aux applications de dot blot (DB) et d'ELISA avec réactivité croisée indépendante de l'espèce. Idéal pour la recherche en épitranscriptomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	2'-O-méthylcytidine/ Cm Rabbit pAb
Remarques / Alias	Cm; 2'-O-méthylcytidine; 2'-O-méthylcytidine/ Cm
Espèce	Humaine
Immunogène	Composés chimiques
Origine	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	DB, ELISA
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sachet de glace