

Anticorps Monoclonal Lapin 2'-O-Méthyluridine (Um) Pour Dot Blot Et Elisa

Numéro d'article: CM0000070

Introduction

Anticorps monoclonal lapin 2'-O-Méthyluridine (Um). Spécifique du nucléoside modifié Um. Validé pour Dot Blot et ELISA, indépendant de l'espèce. Idéal pour la recherche sur les modifications de l'ARN et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	2'-O-méthyluridine(Um) mAb lapin
Remarques/Alias	Um ; 2'-O-méthyluridine ; 2'-O-méthyluridine(Um)
Espèce	Humain
GenelD	CAS : 2140-76-3
Immunogène	Composés chimiques Um
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	DB, ELISA
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace