

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Arn 5-Méthylcytidine (M5C) Pour Db Et Elisa

Numéro d'article: CM0000002

Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant la modification de l'ARN 5-méthylcytidine (m5C), validé pour le dot blot et l'ELISA. Présente une large réactivité croisée prédite avec l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces. Idéal pour la recherche en épitranscriptomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	5-méthylcytidine/m5C(ARN) Anticorps mAb Lapin
Remarques/Alias	m5C
Immunogène	Composés chimiques correspondant au m5C.
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	DB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large gamme prédite)
Expédition	Sac de glace