


Anticorps Monoclonal De Lapin Acétyl-Histone H3-K14 (Q16695 / P68431) Pour Wb, Db, Chip, Elisa

Numéro d'article: CM0000096



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Acétyl-Histone H3-K14 validé pour WB, DB, ChIP, ELISA. Il reconnaît le K14 acétylé de l'Histone H3 humaine (Q16695/P68431) avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté aux études sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Acétyl-Histone H3-K14
Remarques / Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Un peptide acétylé synthétique autour du K14 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps acétylés
Application	WB, DB, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace