

Anticorps Polyclonal De Lapin Afap1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8N556

Numéro d'article: CM0027030

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin AFAP1 validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Détecte l'AFAP1 humaine, de souris et de rat (81 kDa). Utile pour l'étude de la dynamique de l'actine, des lamellipodes et de la migration des cellules cancéreuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AFAP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	AFAP; AFAP110; AFAP-110; AFAP1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	60312
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 461-730 de l'AFAP1 humaine (NP_940997.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N556
Poids moléculaire	81kDa
Expédition	Sac de glace