


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aldoc Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09972

Numéro d'article: CM0013906



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ALDOC humain (fructose-bisphosphate aldolase C). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur la glycolyse et la gluconéogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALDOC Lapin pAb
Remarques/Alias	ALDC; ALDOC
Espèce	Humain
GeneID (humain)	230
GeneID	230
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-170 de l'ALDOC humain (NP_005156.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09972
Poids moléculaire	39kDa
Expédition	Sac de glace