

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti Alpha-1 Antitrypsine (Serpina1) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P01009

Numéro d'article: CM0018466



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Alpha-1 Antitrypsine (SERPINA1) humaine, adapté pour WB, IF/ICC, ELISA. Validé sur humain, souris et rat. Cible : inhibiteur de sérine protéase, impliqué dans la protection pulmonaire et l'hémostase. UniProt : P01009.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Alpha-1 Antitrypsine (SERPINA1) pAc Lapin
Remarques/Alias	PI; A1A; AAT; PI1; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Alpha-1 Antitrypsine (SERPINA1)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5265
ID de gène	5265
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-315 de l'Alpha-1 Antitrypsine humaine (NP_000286.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01009
Poids moléculaire	47kDa
Expédition	Sac de glace