

Anticorps Polyclonal Anti-14-3-3 Alpha/Bêta Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P31946

Numéro d'article: CM0016163



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-14-3-3 alpha/bêta validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Cible l'humain 14-3-3 bêta/alpha (P31946), avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les voies de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin 14-3-3 alpha/bêta
Remarques/Alias	HS1 ; GW128 ; YWHAA ; KCIP-1 ; HEL-S-1 ; 14-3-3 alpha/bêta
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7529
GeneID	7529
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150-246 de l'humain 14-3-3 alpha/bêta (NP_003395.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31946
Poids protéique	28 kDa
Expédition	Sac de glace