


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Récepteur 5Ht7 Pour Wb, If-P, Elisa - P34969

Numéro d'article: CM0002396



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité ciblant le récepteur humain 5HT7 (5-HT7, récepteur de la sérotonine 7). Validé pour WB, IF-P, ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la signalisation des GPCRs médiée par la sérotonine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-récepteur 5HT7
Remarques/Alias	5-HT7 ; Récepteur 5HT7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3363
GeneID	3363
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 du récepteur 5HT7 humain (P34969).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P34969
Poids moléculaire protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace