


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aanat Pour Wb Et Elisa - Q16613

Numéro d'article: CM0014228



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sérotonine N-acétyltransférase humaine (AANAT) pour Western blotting et ELISA. Immunogène protéique recombinant (aa 1-207). Utile pour les études sur la biosynthèse de la mélatonine et les rythmes circadiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AANAT Rabbit pAb
Remarques / Alias	DSPS ; SNAT ; AANAT
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	15
Identifiant du gène	15
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-207 de l'AANAT humain (NP_001079.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q16613
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace