

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acadm (Mcad) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P11310

Numéro d'article: CM0018780



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin purifié par affinité dirigé contre l'ACADM humain (MCADH), produit contre la protéine ACADM recombinante. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'oxydation des acides gras et des troubles mitochondriaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACADM Rabbit pAb
Remarques/Alias	MCAD, ACAD1, MCADH
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	34
GeneID	34
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 220 de l'ACADM humain (NP_000007.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P11310
Poids moléculaire	47 kDa
Expédition	Sac réfrigérant