


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Acads / Scad Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P16219

Numéro d'article: CM0003257



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'acyl-CoA déshydrogénase spécifique des chaînes courtes (SCAD) humaine. Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études de bêta-oxydation mitochondriale des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin ACADS / SCAD
Remarques/Alias	SCAD ; ACAD3 ; ACADS / SCAD
Espèce	Humain
GeneID (humain)	35
GeneID	35
Immunogène	Peptide synthétique (aa 313-412 de l'ACADS/SCAD humaine, P16219)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16219
Poids protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace