


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acat2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bwd1

Numéro d'article: CM0024945



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ACAT2 humaine, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la souris et le rat. Acétyl-CoA acétyltransférase cytosolique impliquée dans la biosynthèse du cholestérol. Pour la fourniture de matières premières pour DIS et la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACAT2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ACAT2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	39
Immunogène	Peptide synthétique situé dans les acides aminés 159-277 de l'ACAT2 humaine (NP_005882.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BWD1
Poids moléculaire	41kDa
Expédition	Sac de glace