

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ace2 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Byf1

Numéro d'article: CM0016961



Introduction

Anticorps polyclonal ciblant l'ACE2 humaine, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunohistochimie et l'ELISA. Reconnaît l'ACE2 humaine, murine et de rat. Convient aux études du système rénine-angiotensine et du récepteur du SARS-CoV-2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ACE2 pAb de lapin
Remarques/Alias	ACEH ; ACE2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	59272
GeneID	59272
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 18 et 740 de l'ACE2 humaine (NP_068576.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	Q9BYF1
Poids de la protéine	92 kDa
Expédition	Sac de glace