

Anti-Ace2 Rabbit Polymab® Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Byf1

Numéro d'article: CM0002738



Introduction

CamelBio fournit l'Anti-ACE2 Rabbit PolymAb® (Q9BYF1), validé en WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'ACE2 humaine, de souris et de rat, une enzyme clé du système rénine-angiotensine et récepteur des coronavirus SARS. Idéal pour la recherche cardiovasculaire et sur les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	ACE2 Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	ACEH
Espèce	Humain
GeneID	59272
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BYF1
Poids de la protéine	53 kDa/92 kDa
Expédition	Sac de glace