

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acss2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nr19

Numéro d'article: CM0026350

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ACSS2 humain (acétyl-CoA synthétase 2), validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le métabolisme et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACSS2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ACS; ACSA; ACAS2; ACECS; AceCS1; dj1161H23.1; ACSS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55902
GeneID	55902
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 462-701 de l'ACSS2 humain (NP_061147.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NR19
Poids protéique	79 kDa
Expédition	Sac de glace