


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Actl6A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O96019

Numéro d'article: CM0012231



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'ACTL6A humain (BAF53A), validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le remodelage de la chromatine, la neurogenèse et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ACTL6A AcM de lapin
Remarques/Alias	Arp4 ; ACTL6 ; BAF53A ; INO80K ; SMARCN1 ; ARPN-BETA ; ACTL6A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	86
GeneID	86
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 201-290 de l'ACTL6A humain (O96019)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O96019
Poids protéique	47 kDa
Expédition	Sac de glace