


Anticorps Monoclonaux Anti-Actn3 Pour Wb, If-P, Elisa - Q08043

Numéro d'article: CM0003950



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'alpha-actinine-3 (ACTN3), adapté pour WB, IF-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat ; détecte une protéine de 103 kDa. Utile pour l'analyse rapide des fibres musculaires squelettiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ACTN3 Lapin mAb
Remarques/Alias	ACTN3D; ACTN3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	89
GeneID	89
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 700-800 de l'ACTN3 humaine (Q08043)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q08043
Poids de la Protéine	103kDa
Expédition	Sac de glace