

Anticorps Polyclonal Anti-Actr3B Pour Wb Et Elisa - Q9P1U1

Numéro d'article: CM0027199

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ACTR3B pour des applications en WB et ELISA sur des échantillons humains et murins. La cible intervient dans l'organisation du cytosquelette d'actine et pourrait influencer les métastases tumorales. Usage réservé à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACTR3B Rabbit pAb
Remarques/Alias	ARP11; ARP3BETA; ACTR3B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57180
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 189-418 de l'ACTR3B humain (NP_065178.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9P1U1
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace