

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acvr2A Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27037

Numéro d'article: CM0022995



Introduction

Anti-ACVR2A Rabbit pAb de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'ACVR2A humain, de souris et de rat (58 kDa). Adapté pour l'étude de la signalisation TGF- β /activine et de la biologie des récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACVR2A Rabbit pAb
Remarques / Alias	ACVR2; ACTRII; ACVR2A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	92
GeneID	92
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27037
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant