


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adar1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P55265

Numéro d'article: CM0027006



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ADAR1 humain, validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de l'édition d'ARN A-vers-I, l'immunité antivirale et la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADAR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DSH; AGS6; G1P1; IFI4; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IFI-4; K88DSRBP
Espèce	Humain
GenelD (humain)	103
GenelD	103
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-299 de l'ADAR1 humain (NP_001102.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55265
Poids de la protéine	136kDa
Expédition	Sac de glace