

Anticorps Polyclonaux De Lap Anti-Adarb1 Pour Wb, Elisa - P78563

Numéro d'article: CM0020514



Introduction

Anticorps polyclonaux de lapin anti-ADARB1 de haute qualité validés pour WB et ELISA. Détecte l'ADARB1 humain, souris et rat (81 kDa). Idéal pour la recherche sur l'édition de l'ARN A-to-I et les maladies neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADARB1 Lapin pAb
Remarques/Alias	RED1, ADAR2, DRABA2, DRADA2, NEDHYMS, ADARB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	104
GeneID	104
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-380 de l'ADARB1 humain (NP_001103.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78563
Poids de la protéine	81kDa
Expédition	Sac de glace