


Anticorps Polyclonal Anti-Adipor1 Pour Wb, Elisa - Q96A54

Numéro d'article: CM0016120



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ADIPOR1 humain (récepteur de l'adiponectine 1, 43 kDa). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les maladies métaboliques, le diabète et les études sur l'obésité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ADIPOR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CGI45; PAQR1; ACDRC1; CGI-45; TESBP1A; ADIPOR1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	51094
ID de Gène	51094
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-59 du récepteur 1 de l'adiponectine humaine (NP_057083.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q96A54
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace