

Anticorps Polyclonal Anti-Ager (Rage) Pour Wb, Elisa - Q15109

Numéro d'article: CM0016419



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AGER humain (RAGE), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible le domaine extracellulaire du RAGE, un récepteur de reconnaissance de motifs impliqué dans l'inflammation, les complications du diabète et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AGER Lapin pAb
Remarques/Alias	RAGE ; sRAGE ; SCARJ1 ; AGER
Espèce	Humain
GeneID	177
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-210 de l'AGER humain (NP_001127.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15109
Poids protéique	43 kDa
Expédition	Sac de glace