


Anticorps Polyclonal Anti-Agfg1 Pour Wb Et Elisa - P52594

Numéro d'article: CM0030791



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'AGFG1 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour l'étude de l'exportation d'ARN dépendante de Rev du VIH-1, de la biogenèse de l'acrosome et du trafic de l'ARN. Réagit de manière croisée avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AGFG1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HRB, RAB, RIP, AGFG1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3267
GeneID	3267
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de l'AGFG1 humaine (NP_004495.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P52594
Poids moléculaire	58kDa
Expédition	Sac de glace