

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ahr Pour Wb, Elisa - P35869

Numéro d'article: CM0009038



Introduction

Anticorps monoclonal de haute qualité de lapin anti-AHR pour WB et ELISA. Cible le récepteur des hydrocarbures aromatiques humain (bHLHe76, P35869). Idéal pour la recherche sur la réponse aux xénobiotiques, le cancer et les rythmes circadiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AHR mAb de lapin
Remarques/Alias	RP85 ; bHLHe76 ; AHR
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	196
GeneID	196
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 619-848 de l'AHR humain (NP_001612.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P35869
Poids moléculaire de la protéine	96 kDa
Expédition	Sac de glace