

Anticorps Polyclonal Anti-Aif1/Iba1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P55008

Numéro d'article: CM0020763



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-AIF1/IBA1 humain validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Idéal pour les études de recherche sur l'activation des macrophages, l'inflammation vasculaire et la migration des lymphocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AIF1/IBA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1; AIF1/IBA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	199
GeneID	199
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-147 de l'AIF1/IBA1 humain (NP_001614.3))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P55008
Poids Protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace