

Anticorps Polyclonal Anti-Ak4 De Lapin Pour Wb, Ip, Elisa - P27144

Numéro d'article: CM0018329



Introduction

Anticorps polyclonal anti-AK4 de lapin validé pour WB, IP, ELISA. Détecte l'adénylate kinase 4 mitochondriale (AK4) humaine et murine, enzyme clé de l'homéostasie énergétique cellulaire. Idéal pour la recherche sur le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AK4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AK3; AK 4; AK3L1; AK3L2; AK4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	205
GeneID	205
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-223 de l'AK4 humain (NP_037542.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P27144
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace