

Anticorps Monoclonal Anti-Akr1B1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P15121

Numéro d'article: CM0006693



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre AKR1B1 (aldose réductase) pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte la protéine AKR1B1 humaine, de souris et de rat, ~36 kDa, adapté pour les études sur le métabolisme et les complications diabétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AKR1B1 mAb de lapin
Remarques / Alias	AR; ADR; ALR2; ALDR1; AKR1B1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	231
GeneID	231
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 de l'AKR1B1 humain (NP_001619.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15121
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac isotherme