


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Akr7A2 Pour Wb Et Elisa - O43488

Numéro d'article: CM0018729



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AKR7A2 humain (AFAR/AKR7), validé pour Western blot et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur la détoxification de l'aflatoxine B1, le métabolisme du semialdéhyde succinique et la production de gamma-hydroxybutyrate.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AKR7A2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AFAR; AKR7; AFAR1; AFB1-AR1; AKR7A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8574
GeneID	8574
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100 à 359 de l'AKR7A2 humain (NP_003680.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O43488
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace