


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alad Pour Wb, If/Icc, Elisa - P13716

Numéro d'article: CM0018120



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la delta-aminolévulinate déshydratase (ALAD) humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Bande attendue à 36 kDa. Pour la recherche sur la biosynthèse de l'hème.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ALAD Lapin pAb
Remarques/Alias	PBGS; ALADH; ALAD
Espèce	Humain
GenelD (humain)	210
GenelD	210
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-330 de l'ALAD humaine (NP_000022.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P13716
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace