

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alcool Déshydrogénase Pour Wb, Elisa - P07327

Numéro d'article: CM0014450



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'alcool déshydrogénase 1A humaine (ADH1A), validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec la protéine de rat. Idéal pour l'étude du métabolisme de l'alcool et de l'oxydation de l'éthanol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-alcool déshydrogénase
Remarques/Alias	ADH1A ; ADH1 ; alcool déshydrogénase
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	124
GeneID	124
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-300 de l'alcool déshydrogénase humaine (NP_000658.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	P07327
Poids moléculaire	40 kDa
Expédition	Poche de glace