


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Aldh2 Pour Wb, Elisa - P05091

Numéro d'article: CM0002040



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre l'ALDH2 humaine, adapté pour WB et ELISA. Détecte les niveaux endogènes d'ALDH2 chez les espèces humaine, souris et rat. Idéal pour les études sur la clairance du formaldéhyde et la fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALDH2 Lapin mAb
Remarques/Alias	ALDM; ALDH1; ALDH-E2; ALDH2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	217
GeneID	217
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-200 de l'ALDH2 humaine (P05091).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05091
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace