

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Alkbh1 Pour Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q13686

Numéro d'article: CM0008567



Introduction

mAc Lapin ALKBH1 (Q13686) validé pour WB, IP, IHC-P, ELISA. Reconnaît l'ALKBH1 humain, souris et rat. Convient pour les études de déméthylation tRNA/ADN, de réparation de l'ADN et de traduction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin ALKBH1
Remarques/Alias	ABH; ABH1; alkB; hABH; ALKBH; ALKBH1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8846
ID de Gène	8846
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ALKBH1 humain (Q13686).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13686
Poids Protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace