


Anticorps Polyclonal Anti-Alox15B Pour Wb, If/Icc, Elisa - O15296

Numéro d'article: CM0029396



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ALOX15B humaine (15-LOX-2), validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Détecte une protéine de 76 kDa impliquée dans la peroxydation des AGPI et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ALOX15B Lapin pAb
Remarques/Alias	15-LOX-2 ; ALOX15B
Espèce	Humain
GeneID	247 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante la contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de l'ALOX15B humaine (NP_001132.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15296
Poids Protéique	76 kDa
Expédition	Sac de glace