


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alox5 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P09917

Numéro d'article: CM0023979



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ALOX5 de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Reconnaît la 5-lipoxygénase humaine, murine et rat (P09917), une enzyme clé dans la biosynthèse des leucotriènes et la recherche sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ALOX5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	5-LO ; 5LPG ; LOG5 ; 5-LOX ; ALOX5
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	240
ID du gène	240
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 d'ALOX5 (NP_000689.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09917
Poids moléculaire protéique	78 kDa
Expédition	Sac de glace