

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Alpha-1-Antitrypsine (Serpina1) Pour Wb Et Elisa - P01009

Numéro d'article: CM0010210



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'alpha-1-antitrypsine humaine (SERPINA1) pour Western blot et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Convient à la recherche sur les inhibiteurs de protéases et les maladies respiratoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-alpha-1-antitrypsine (SERPINA1) de lapin
Remarques/Alias	PI ; A1A ; AAT ; PI1 ; A1AT ; nNIF ; PRO2275 ; alpha1AT ; Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1)
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5265
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 418 de l'alpha-1-antitrypsine humaine (SERPINA1) (NP_000286.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	P01009
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace