

Anticorps Monoclonal Anti-Alpha + Beta Synucléine Pour Wb, If-P, Elisa - P37840 / Q16143

Numéro d'article: CM0010481



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'alpha + beta synucléine humaine (P37840/Q16143) pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la maladie de Parkinson et les neurodégénérescences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	alpha + beta synucléine mAb de lapin
Remarques / Alias	NACP ; PARK1 ; PARK4 ; PD1 ; alpha + beta synucléine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6620/6622
GeneID	6622/6620
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de l'alpha + beta synucléine humaine (P37840).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P37840/Q16143
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace