

Anticorps Monoclonal Anti-Alpha-Foetoprotéine (Afp) Pour Wb, Elisa - P02771

Numéro d'article: CM0006798



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant spécifique de la protéine Alpha-Foetoprotéine (AFP) humaine. Validé pour les applications Western blot (WB) et ELISA. Détecte une bande d'environ 69 kDa. Idéal pour la recherche sur les biomarqueurs du cancer et le diagnostic prénatal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Alpha-Foetoprotéine (AFP) Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	AFPD ; FETA ; HPAFP ; Alpha-Foetoprotéine (AFP)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	174
GeneID	174
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P02771
Poids moléculaire de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac de glace