

Anticorps Monoclonal Anti-Alpha-Synucléine Pour Wb, If, Ihc-P, Elisa - P37840

Numéro d'article: CM0002638



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin cible l'alpha-synucléine humaine (SNCA). Validé pour WB, IF, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	α -Synucléine Rabbit PolymAb®
Remarques / Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4
Espèce	Humain
Identifiant de gène	6622
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 59-140 de l' α -synucléine humaine (NP_000336.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P37840
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac isotherme