


Anticorps Monoclonal Anti-Troncation Alpha-Synucléine 1-122 Pour Slot Blot, Elisa - P37840

Numéro d'article: CM0006210



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la troncation 1-122 de l'alpha-synucléine humaine. Validé pour le slot blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain. Utile pour l'étude de la maladie de Parkinson, de la fonction synaptique et de la pathologie amyloïde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Alpha-synucléine Troncation 1-122 mAb [MJFF-D-10B7]
Remarques/Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6622
GeneID	6622
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-122 de l'alpha-synucléine humaine (NP_000336.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	Slot blot, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P37840
Poids de la protéine	14kDa
Expédition	Sac de glace