


Anticorps Monoclonal Anti-Amphiréguline Pour Wb, Elisa - P15514

Numéro d'article: CM0011546



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant humain anti-Amphiréguline validé pour WB et ELISA. Reconnaît l'Amphiréguline humaine et de rat (AREG), un ligand du récepteur EGFR. Idéal pour la recherche sur les facteurs de croissance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM anti-Amphiréguline Souris
Remarques/Alias	AR ; SDGF ; AREGB ; CRDGF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	374
GeneID	374
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-252 de l'Amphiréguline humaine (NP_001648.1).
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P15514
Poids moléculaire de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace