


Anticorps Polyclonal Anti-Angptl3 Pour Wb, Elisa - Q9Y5C1

Numéro d'article: CM0014448



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ANGPTL3 humain, recommandé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Convient pour les études sur le métabolisme des lipides et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANGPTL3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ANL3, ANG-5, FHBL2, ANGPT5, ANGPTL3
Espèce	Humain
GeneID	27329 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 231-460 de l'ANGPTL3 humain (NP_055310.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9Y5C1
Poids protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace