


Anticorps Monoclonal Anti-Annexine A11 Pour Wb, Elisa - P50995

Numéro d'article: CM0002326



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'annexine A11 humaine, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Convient aux espèces humaine et murine. Détecte une bande à 54 kDa. Idéal pour les études sur le cycle cellulaire et la cytotodiérèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Annexine A11 mAb de lapin
Remarques / Alias	ALS23; ANX11; CAP50; CAP-50; IBMWMA; Annexine A11
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	311
GeneID	311
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 276-505 de l'annexine A11 humaine (NP_001148.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P50995
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sachet de glace