

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Annexine A5/Annexine V Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08758

Numéro d'article: CM0021507



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'Annexine A5/Annexine V, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de la coagulation sanguine et de l'hémostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps polyclonal de lapin anti-Annexine A5/Annexine V
Remarques/Alias	PP4 ; ANX5 ; ENX2 ; CPB-I ; RPRGL3 ; HEL-S-7 ; VAC-alpha ; V
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	308
GeneID	308
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-320 de l'Annexine A5/Annexine V humaine (NP_001145.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P08758
Poids moléculaire de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace