

Anticorps Polyclonal Anti-Ano1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q5Xxa6

Numéro d'article: CM0014823

Introduction

Anticorps polyclonal ANO1 de lapin validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines et murines. La cible est un canal chlorure activé par le calcium de 114 kDa (TMEM16A/DOG1), essentiel au transport ionique et aux études sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANO1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DOG1, INDMS, TAOS2, ORAOV2, TMEM16A, ANO1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	55107
ID du gène	55107
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400 à 500 de l'ANO1 humain (NP_060513.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q5XXA6
Poids moléculaire	114 kDa
Expédition	sac de glace