

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Anprb/Npr2 Pour Wb, Elisa - P20594

Numéro d'article: CM0002917

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'ANPRB/NPR2 humain (GC-B), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Un outil essentiel pour étudier la signalisation cGMP et les voies de croissance squelettique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANPRB/NPR2 AcM de lapin
Remarques/Alias	GCB ; AMD1 ; AMDM ; ANPb ; ECDM ; GC-B ; NPRB ; SNSK ; ANPRB ; GUC2B ; NPRBi ; GUCY2B ; ANPRB/NRP2
Espèce	Humain
GenelD	4882
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 800-900 de l'ANPRB/NRP2 humain (P20594).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P20594
Poids protéique	117 kDa
Expédition	Sac de glace