


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Anxa13 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P27216

Numéro d'article: CM0014752



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'annexine A13 humaine (ANXA13), validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec l'ANXA13 humaine, murine et de rat. Convient à l'étude de la liaison membranaire dépendante du calcium et de la biologie de l'épithélium intestinal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANXA13 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ISA ; ANX13 ; ANXA13
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	312
ID du gène	312
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-316 de l'ANXA13 humaine (NP_004297.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P27216
Poids moléculaire	35 kDa
Expédition	Sac réfrigérant