


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aoc3 Pour Wb Et Elisa - Q16853

Numéro d'article: CM0023158



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'amine oxydase contenant du cuivre 3 humaine (AOC3/VAP-1). Convient pour le Western blot et l'ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la fonction de l'amine oxydase et l'adhésion lymphocytaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin AOC3
Remarques/Alias	HPAO ; SSAO ; VAP1 ; VAP-1 ; AOC3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8639
Identifiant du gène	8639
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-190 de l'AOC3 humaine (NP_003725.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q16853
Poids moléculaire de la protéine	85 kDa
Expédition	Sac de glace