

Anticorps Monoclonal Anti-AP2A2/Alpha2-Adaptine Pour Wb, Elisa - O94973

Numéro d'article: CM0003898

Introduction

L'anticorps monoclonal lapin Alpha2-adaptine/AP2A2 de CamelBio est validé pour WB et ELISA. Détecte l'AP2A2 humaine et murine, une adaptatrice clé de la clathrine dans l'endocytose. Idéal pour la recherche en neurosciences et en biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Alpha2-adaptine/AP2A2 mAc Lapin
Remarques/Alias	HIP9; HYPJ; ADTAB; HIP-9; CLAPA2; Alpha2-adaptine/AP2A2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	161
ID de Gène	161
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 590-939 de l'Alpha2-adaptine/AP2A2 humaine (NP_036437.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O94973
Poids Protéique	104kDa
Expédition	Sac de glace